

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
62331402	

使用期限	
2026/12/01	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	436	22	
HGB	g/dL	12.4	0.5	
HCT	%	35.4	3.5	
MCV	fL	81.3	4.9	
MCH	pg	28.4	2.3	
MCHC	g/dL	35.0	4.9	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	21.0	3.2	
RDW-SD	fL	47.3	7.1	
RDW-CV	%	15.9	2.4	
PDW	fL	8.9	2.7	
PCT	%	0.21	0.06	
MPV	fL	10.1	1.5	
P-LCR	%	21.3	18.1	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
62331402	

使用期限	
2026/12/01	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	69.6	6.3	
WBC-D	10 ² /μL	69.5	5.6	
NEUT#	10 ² /μL	34.3	10.3	
LYMPH#	10 ² /μL	16.0	4.8	
MONO#	10 ² /μL	5.6	5.0	
EO#	10 ² /μL	9.2	4.6	
BASO#	10 ² /μL	4.4	3.4	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	9.3	2.8	
NEUT%	%	49.2	7.4	
LYMPH%	%	23.0	4.6	
MONO%	%	8.1	4.9	
EO%	%	13.3	6.7	
BASO%	%	6.4	5.0	
IG%	%	13.3	4.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
62331402	

使用期限	
2026/12/01	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	11.75	3.53	
RET%	%	2.69	0.54	
RBC-O	10 ⁴ /μL	421	42	
HFR	%	0.4	11.0	
MFR	%	7.6	30.0	
LFR	%	92.0	38.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	8.0	38.0	
RET-He	pg	23.4	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	23.1	6.9	
IPF#	10 ⁴ /μL	4.15	3.11	
IPF	%	17.9	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。