

製品安全データシート

改訂日

平成20年4月24日

1. 化学物質等及び会社情報

製品品番	87870
製品名 [構成試薬]	SSタイプCRPキャリブレーター
会社	シスメックス株式会社
住所	神戸市中央区脇浜海岸通り通1丁目5番1号 IHDビル (〒651-0073)
電話番号	(078)265-0500 (代表)
連絡先	シスメックス株式会社 テクノセンター
連絡先住所	神戸市西区高塚台4丁目4番地の4
連絡先電話番号	(078)991-1911 (代表)
連絡先FAX番号	(078)991-1917
URL	-

2. 組成、成分情報

単一/混合物の区分	混合物
化学名	-
成分及び含有量	本品は毒物劇物取締法、PRTR法及び労働安全衛生法の対象物質は含んでいません。ただし、本品はヒト由来成分とアジ化ナトリウム(0.1%以下)を含んでいます。
化学式又は構造式	-
分子量	-
官報公示整理番号	-
CAS.No	-
国連分類	-
国連番号	-

3. 危険有害性の要約

分類	分類基準に該当しない。
危険性	非危険物
有害性	非有害性に該当 本品はヒト由来成分を含んでいます。原料は、HBs抗原、HCV抗体、HIV-1抗体及びHIV-2抗体の検査を行い、陰性の結果を得ていますが、感染性を完全に否定できる検査法がありません。また4項目以外の感染性物質については確認していません。従いまして、本品の取扱いにおいては、患者検体と同じように感染の危険性があるものと考え、十分に注意して下さい。本品にはアジ化ナトリウムが含まれていますが、法的には毒物として取扱われません。アジ化ナトリウムは鉛・銅などの金属と反応して爆発性の化合物を生成する危険性があります。
環境影響	-

4. 応急措置

目に入った場合	清浄な流水で、15分以上洗眼し、直ちに眼科医の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	接触部位を水と石鹸でよく洗う。かゆみ、炎症等の症状が出た場合は速やかに医師の診断を受ける。
吸入した場合	-
飲みこんだ場合	水でよく口の中を洗浄する。直ちに医師治療を受ける手配をする。

製品安全データシート

5. 火災時の措置	
消火方法	-
消火剤	-

6. 漏洩時の措置	
漏洩時の措置	水拭きする。

7. 取扱い及び保管上の注意	
取扱い	眼または皮膚に触れないように適切な保護具を着用する。
保管	冷所(2～10)に密栓して保管する。

8. 暴露防止及び保管措置	
管理濃度	-
許容濃度(日本産業衛生学会92)	-
許容濃度(ACGIH 92-93年度)	-
設備対策	-
保護具	保護眼鏡、保護手袋、保護衣等

9. 物理的及び化学的性質	
外観等	褐色透明の液体
溶解度	水に易溶
その他	-

10. 安定性及び反応性	
可燃性	なし
発火性(自然発火、水との反応)	なし
酸化性	なし
自己反応性・爆発性	なし
安定性・反応性	通常の見取りで安定。

11. 有害性情報	
皮膚腐食性	データなし
刺激性(皮膚、眼)	データなし
感作性	データなし
急性毒性	データなし
亜急性毒性	データなし
慢性毒性	データなし
がん原性	データなし
変異原性	データなし
生殖毒性	データなし
催奇形性	データなし

12. 環境影響情報	
分解性	データなし
蓄積性	データなし
魚毒性	データなし
その他	データなし

製品安全データシート

13. 廃棄上の注意	
廃棄上の注意	121 で20分以上オートクレーブにかけた後、感染性医療廃棄物として処理して下さい。
14. 輸送上の注意	
輸送上の注意	運搬に際しては、転倒落下、損傷を来さないよう積み込み、荷崩れを防止して下さい。
15. 適用法令	
適用法令	-
16. その他の情報	
引用文献	(1)PRTR法：特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (2)医療廃棄物処理ガイドライン (H01.12)厚生省水道環境部産業廃棄物対策室
注意	本製品の危険・有害性の評価は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいておりますが、必ずしも十分ではないので、取扱いの際は十分注意して下さい。
