

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	オートLIA FM コントロール H CA/CS シリーズ用
会社名	日水製薬株式会社
住所	東京都台東区上野三丁目23番9号
電話番号	03-5846-5611
担当部門	カスタマーサポート担当
	東京都台東区上野三丁目23番9号
電話番号	03-5846-5707
FAX 番号	03-5846-5629

2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別	混合物(化学物質と生物由来成分を含有)			
化学名及び一般名	成分及び含有量	化学特性	官報公示整理番号	CAS No.
クエン酸ナトリウム	8.2~11.5%	C ₆ H ₅ O ₇ ·3Na	2-1323	68-04-2
添加剤 A	28.2~39.4%	非公開	非公開	非公開
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン	1.6~1.8%	H ₂ NC(CH ₂ OH) ₃	2-318	77-86-1
エチレンジアミン-N,N,N',N'-四酢酸二ナトリウム塩二水和物	3.7~4.6%	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₈ Na ₂ ·2H ₂ O	2-1265	6381-92-6

3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性	
有害性	非有害性
環境影響	特に規定なし
物理的及び化学的危険性	非危険物
分類の名称	分類基準に該当しない

4. 応急措置

吸入した場合	新鮮な空気のある場所に移動させ、必要に応じて医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	大量の水および石鹸で洗い流す。
目に入った場合	直ちに清浄な水で数分間洗眼し、必要に応じて医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合	直ちに吐き出させる。水で口の中を洗浄し、医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤	泡、二酸化炭素、粉末、乾燥砂。
消火方法	本品は難燃性である。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	作業の際には適切なゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用する。
環境に対する注意事項	河川へ排出され、環境への影響を起ささないように注意する。
除去方法	漏れた溶液は吸収紙、ウエス等に吸い取って回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないように注意する。
保管	冷暗所に保管する。

製品安全データシート

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	取扱場所の近くに、目の洗浄および身体洗浄のための設備を設置する。
管理濃度	設定なし。
許容濃度	設定なし。
保護具	必要に応じて保護マスク・保護眼鏡・保護手袋・保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态	
形状	凍結乾燥品
色	薄黄色
臭い	無臭
pH	データなし
物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲	
沸点	データなし
融点	データなし
引火点	データなし
発火点	データなし
爆発特性	データなし
密度	データなし
溶解性	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性	一般的な貯蔵・取扱において安定である。
反応性	なし
危険有害な分解生成物	知見なし

11. 有害性情報

急性毒性	データなし
局所効果	データなし

12. 環境影響情報

残留性/分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
生態毒性	データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄物の処理に関する法律及び関係する法規に従って処理を行なうか、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する。

14. 輸送上の注意

注意事項	<p>取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。 容器漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。</p>
国際規制	規制対象外
国内規制	規制対象外

製品安全データシート

15. 適用法令

化学物質管理推進法	適用外
労働安全衛生法	適用外
毒物及び劇物取締法	適用外

16. その他の情報

主な引用文献	・国際化学物質安全カード(ICSC) ・米国産業衛生専門家会議(ACGIH)
--------	---

注意

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性に関しては、いかなる保証をなすものでもありません。また、注意事項は通常の取扱を対象としたものなので、特殊な取扱の場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。