

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 12271102

Exp. date 2021年11月7日

L2 : Level 2

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	435	12.4	35.7	82.1	28.5	34.7	24.9
LIMIT	22	0.4	3.6	4.1	2.3	4.9	3.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	48.5	16.3	7.7	0.22	9.0	11.1
LIMIT	4.9	1.6	1.2	0.07	0.8	5.6

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	71.0	4.78	0.0110
LIMIT	4.3	2.39	0.0055

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。