

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 12831101

Exp. date 2022年1月2日

L1 : Level 1

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	233	5.4	16.2	69.5	23.2	33.3	9.1
LIMIT	12	0.2	1.6	3.5	2.1	5.0	7.3

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	49.5	19.9	5.9	0.07	9.0	20.0
LIMIT	5.0	2.0	4.7	0.08	9.0	30.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	29.9	1.90	0.0082
LIMIT	3.0	0.95	0.0041

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。