

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 12831102

Exp. date 2022年1月2日

L2 : Level 2

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	428	12.6	36.0	84.1	29.4	35.0	24.6
LIMIT	21	0.4	3.6	4.2	2.4	4.9	3.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	43.5	14.3	8.8	0.23	9.5	17.2
LIMIT	4.4	1.4	1.4	0.07	0.9	8.6

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	69.7	4.35	0.0102
LIMIT	4.2	2.18	0.0051

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。