

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 21421101

Exp. date 2022年8月14日

L1 : Level 1

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	269	6.2	18.9	70.1	23.0	32.8	9.2
LIMIT	13	0.2	1.9	3.5	2.1	4.9	7.4

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.7	19.2	5.8	0.07	7.8	3.2
LIMIT	4.8	1.9	4.6	0.08	9.0	30.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	30.1	1.60	0.0059
LIMIT	3.0	0.80	0.0030

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。