

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 21421102

Exp. date 2022年8月14日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	436	11.7	34.4	78.8	26.8	34.0	25.0
LIMIT	22	0.4	3.4	3.9	2.1	4.8	3.8

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	49.9	17.6	7.7	0.22	8.9	11.6
LIMIT	5.0	1.8	1.2	0.07	0.8	17.4

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	72.7	5.07	0.0116
LIMIT	4.4	2.54	0.0058

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。