

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 21981101

Exp. date 2022年10月9日

L1 : Level 1

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	266	6.0	18.4	69.1	22.6	32.6	9.1
LIMIT	13	0.2	1.8	3.5	2.0	4.9	7.3

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	50.3	20.6	6.5	0.08	8.4	7.0
LIMIT	5.0	2.1	5.2	0.09	9.0	30.0

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	28.9	1.82	0.0068
LIMIT	2.9	0.91	0.0034

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。