

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 21981102

Exp. date 2022年10月9日

L2 : Level 2

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	422	11.9	34.6	81.9	28.2	34.4	24.6
LIMIT	21	0.4	3.5	4.1	2.3	4.8	3.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.3	15.9	8.4	0.23	9.5	15.7
LIMIT	4.6	1.6	1.3	0.07	0.9	23.6

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	66.7	4.72	0.0112
LIMIT	4.0	2.36	0.0056

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。