

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 22541101

Exp. date 2022年12月4日

L1 : Level 1

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	266	6.2	18.8	70.5	23.3	33.0	9.5
LIMIT	13	0.2	1.9	3.5	2.1	5.0	7.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.3	18.9	7.0	0.08	8.7	9.9
LIMIT	4.7	1.9	5.6	0.09	9.0	30.0

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	30.3	1.87	0.0070
LIMIT	3.0	0.94	0.0035

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。