

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 22541102

Exp. date 2022年12月4日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	424	11.2	33.2	78.2	26.4	33.7	24.9
LIMIT	21	0.3	3.3	3.9	2.1	4.7	3.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	50.6	18.1	7.3	0.22	8.8	10.9
LIMIT	5.1	1.8	1.2	0.07	0.8	16.4

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	71.1	4.82	0.0114
LIMIT	4.3	2.41	0.0057

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。