

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 23101101

Exp. date 2023年1月29日

L1 : Level 1

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	254	5.7	17.4	68.6	22.4	32.8	8.3
LIMIT	13	0.2	1.7	3.4	2.0	4.9	6.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	45.9	19.1	5.9	0.07	8.0	6.8
LIMIT	4.6	1.9	4.7	0.08	9.0	30.0

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	30.4	1.82	0.0072
LIMIT	3.0	0.91	0.0036

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。