

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 23101102

Exp. date 2023年1月29日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	433	11.5	34.0	78.6	26.6	33.8	24.8
LIMIT	22	0.3	3.4	3.9	2.1	4.7	3.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	49.8	17.7	8.5	0.23	9.3	15.8
LIMIT	5.0	1.8	1.4	0.07	0.8	23.7

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	73.7	4.87	0.0112
LIMIT	4.4	2.44	0.0056

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。