

< XN CHECK™ BF 表示値表 >

XNシリーズ用

Lot No. 91611301

Exp. date 2019年9月1日

L1 : Level 1

	WBC-BF 10 ² /μL	RBC-BF 10 ⁴ /μL	MN# 10 ² /μL	PMN# 10 ² /μL	MN% %	PMN% %	TC-BF# 10 ² /μL
TARGET	0.78	2.4	0.20	0.58	25.5	74.5	0.78
LIMIT	0.27	0.8	0.14	0.41	17.9	52.2	0.27

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。