

< XN CHECK™ BF 表示値表 >

XNシリーズ用

Lot No. 91611302

Exp. date 2019年9月1日

L2 : Level 2

	WBC-BF 10 ² /μL	RBC-BF 10 ⁴ /μL	MN# 10 ² /μL	PMN# 10 ² /μL	MN% %	PMN% %	TC-BF# 10 ² /μL
TARGET	3.12	7.0	0.78	2.34	25.1	74.9	3.12
LIMIT	0.78	1.8	0.47	1.40	15.1	44.9	0.78

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。