










# XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level1	

ロット番号	
12141301	

使用期限	
2021/10/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 <sup>2</sup> /μL	0.75	0.26	
RBC-BF	10 <sup>4</sup> /μL	2.4	0.8	
MN#	10 <sup>2</sup> /μL	0.22	0.15	
PMN#	10 <sup>2</sup> /μL	0.54	0.38	
MN%	%	28.6	20.0	
PMN%	%	71.4	50.0	
TC-BF#	10 <sup>2</sup> /μL	0.75	0.26	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。