






XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level1	

ロット番号	
21291301	

使用期限	
2022/07/31	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	0.76	0.27	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	2.4	0.8	
MN#	10 ² /μL	0.21	0.15	
PMN#	10 ² /μL	0.55	0.39	
MN%	%	27.8	19.5	
PMN%	%	72.2	50.5	
TC-BF#	10 ² /μL	0.76	0.27	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。