










XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level2	

ロット番号	
21291302	

使用期限	
2022/07/31	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
WBC-BF	10 ² /μL	2.94	0.74	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	7.3	1.8	
MN#	10 ² /μL	0.82	0.49	
PMN#	10 ² /μL	2.12	1.27	
MN%	%	27.9	16.7	
PMN%	%	72.1	43.3	
TC-BF#	10 ² /μL	2.94	0.74	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。