













XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level1	

ロット番号	
22411301	

使用期限	
2022/11/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	0.69	0.24	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	2.4	0.8	
MN#	10 ² /μL	0.18	0.13	
PMN#	10 ² /μL	0.52	0.36	
MN%	%	25.5	17.9	
PMN%	%	74.5	52.2	
TC-BF#	10 ² /μL	0.69	0.24	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。