






XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
BF Control Level2	

ロット番号	
22971302	

使用期限	
2023/01/15	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-BF	10 ² /μL	3.01	0.75	
RBC-BF	10 ⁴ /μL	7.3	1.8	
MN#	10 ² /μL	0.84	0.50	
PMN#	10 ² /μL	2.16	1.30	
MN%	%	28.0	16.8	
PMN%	%	72.0	43.2	
TC-BF#	10 ² /μL	3.01	0.75	

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。