






XN CHECK™ BF ASSAY SHEET

XN-Lシリーズ用

| | |
|-------------------|--|
| マテリアル |  |
| BF Control Level2 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 90491302 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2019/05/12 | |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|--|
| WBC-BF | 10 ² /μL | 2.89 | 0.72 |  |
| RBC-BF | 10 ⁴ /μL | 7.8 | 2.0 |  |
| MN# | 10 ² /μL | 0.83 | 0.50 |  |
| PMN# | 10 ² /μL | 2.06 | 1.24 |  |
| MN% | % | 28.7 | 17.2 |  |
| PMN% | % | 71.3 | 42.8 |  |
| TC-BF# | 10 ² /μL | 2.89 | 0.72 |  |

XN CHECK BFの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。