









XN-L CHECK™ 表示値表


XN-Lシリーズ用

| | |
|---------------------|--|
| マテリアル |  |
| XN-L Control Level1 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 91861401 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2019/10/15 | |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|--|
| RBC | 10 ⁴ /μL | 236 | 12 |  |
| HGB | g/dL | 6.1 | 0.3 |  |
| HCT | % | 17.8 | 1.8 |  |
| MCV | fL | 75.3 | 4.5 |  |
| MCH | pg | 25.8 | 2.3 |  |
| MCHC | g/dL | 34.3 | 5.1 |  |


| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|---|
| PLT-I | 10 ⁴ /μL | 5.4 | 2.2 |  |
| RDW-SD | fL | 46.3 | 6.9 |  |
| RDW-CV | % | 16.8 | 2.5 |  |
| PDW | fL | 9.9 | 4.0 |  |
| PCT | % | 0.06 | 0.03 |  |
| MPV | fL | 10.7 | 1.6 |  |
| P-LCR | % | 28.9 | 24.6 |  |


ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。








XN-L CHECK™ 表示値表








XN-Lシリーズ用

| | |
|---------------------|--|
| マテリアル |  |
| XN-L Control Level1 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 91861401 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2019/10/15 | |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|--|
| WBC-C | 10 ² /μL | 24.3 | 2.4 |  |
| WBC-D | 10 ² /μL | 24.2 | 2.4 |  |
| NEUT# | 10 ² /μL | 10.8 | 3.2 |  |
| LYMPH# | 10 ² /μL | 7.1 | 2.8 |  |
| MONO# | 10 ² /μL | 2.1 | 1.9 |  |
| EO# | 10 ² /μL | 2.8 | 1.4 |  |
| BASO# | 10 ² /μL | 1.4 | 1.1 |  |


| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|---|
| IG# | 10 ² /μL | 3.0 | 0.9 |  |
| NEUT% | % | 44.7 | 8.9 |  |
| LYMPH% | % | 29.2 | 11.7 |  |
| MONO% | % | 8.5 | 6.8 |  |
| EO% | % | 11.6 | 5.8 |  |
| BASO% | % | 6.0 | 4.7 |  |
| IG% | % | 12.2 | 3.7 |  |


ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。







XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

| | |
|---------------------|--|
| マテリアル |  |
| XN-L Control Level1 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 91861401 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2019/10/15 | |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|--|
| RET# | 10 ⁴ /μL | 17.18 | 5.15 |  |
| RET% | % | 7.28 | 1.46 |  |
| RBC-O | 10 ⁴ /μL | 231 | 23 |  |
| HFR | % | 6.2 | 11.0 |  |
| MFR | % | 25.7 | 30.0 |  |
| LFR | % | 68.1 | 38.0 |  |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---|
| IRF | % | 31.9 | 38.0 |  |
| RET-He | pg | 21.3 | 2.1 |  |
| PLT-O | 10 ⁴ /μL | 6.1 | 4.3 |  |
| IPF# | 10 ⁴ /μL | 1.07 | 1.02 |  |
| IPF | % | 17.5 | 5.0 |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。