







XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

| | |
|---------------------|--|
| マテリアル |  |
| XN-L Control Level2 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 81311402 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2018/08/21 | |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|--|
| RBC | 10 ⁴ /μL | 442 | 22 |  |
| HGB | g/dL | 13.1 | 0.5 |  |
| HCT | % | 36.5 | 3.7 |  |
| MCV | fL | 82.6 | 5.0 |  |
| MCH | pg | 29.6 | 2.4 |  |
| MCHC | g/dL | 35.9 | 5.0 |  |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|---|
| PLT-I | 10 ⁴ /μL | 23.6 | 3.5 |  |
| RDW-SD | fL | 42.6 | 6.4 |  |
| RDW-CV | % | 14.1 | 2.1 |  |
| PDW | fL | 10.2 | 3.1 |  |
| PCT | % | 0.25 | 0.08 |  |
| MPV | fL | 10.6 | 1.6 |  |
| P-LCR | % | 27.7 | 13.9 |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。








XN-L CHECK™ 表示値表




XN-Lシリーズ用

| | |
|---------------------|--|
| マテリアル |  |
| XN-L Control Level2 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 81311402 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2018/08/21 | |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|--|
| WBC-C | 10 ² /μL | 68.5 | 6.2 |  |
| WBC-D | 10 ² /μL | 68.4 | 5.5 |  |
| NEUT# | 10 ² /μL | 33.5 | 10.1 |  |
| LYMPH# | 10 ² /μL | 16.1 | 4.8 |  |
| MONO# | 10 ² /μL | 5.4 | 4.9 |  |
| EO# | 10 ² /μL | 8.9 | 4.5 |  |
| BASO# | 10 ² /μL | 4.5 | 3.5 |  |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|---|
| IG# | 10 ² /μL | 9.1 | 2.7 |  |
| NEUT% | % | 49.0 | 7.4 |  |
| LYMPH% | % | 23.5 | 4.7 |  |
| MONO% | % | 8.0 | 4.8 |  |
| EO% | % | 12.9 | 6.5 |  |
| BASO% | % | 6.6 | 5.1 |  |
| IG% | % | 13.3 | 4.0 |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。







XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

| | |
|---------------------|--|
| マテリアル |  |
| XN-L Control Level2 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 81311402 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2018/08/21 | |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|--|
| RET# | 10 ⁴ /μL | 13.76 | 4.13 |  |
| RET% | % | 3.11 | 0.62 |  |
| RBC-O | 10 ⁴ /μL | 427 | 43 |  |
| HFR | % | 2.3 | 11.0 |  |
| MFR | % | 14.0 | 30.0 |  |
| LFR | % | 83.7 | 38.0 |  |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---|
| IRF | % | 16.3 | 38.0 |  |
| RET-He | pg | 22.4 | 2.2 |  |
| PLT-O | 10 ⁴ /μL | 25.1 | 7.5 |  |
| IPF# | 10 ⁴ /μL | 4.38 | 3.29 |  |
| IPF | % | 17.4 | 5.0 |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。