

製品安全データシート

作成: 2015年06月18日

改訂: 2018年10月10日

1. 化学物質等及び会社情報

| | |
|--------|---|
| 製品名 | HISCL HIV Ag+Ab コントロール |
| [構成試薬] | [HIV Negative Control, HIV Antigen Positive Control HIV Antibody Positive Control] |
| 会社名 | シスメックス株式会社 |
| 所在地 | 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 シスメックス株式会社 テクノパーク |
| 連絡先 | 〒651-2271 神戸市西区高塚台4丁目4番地の4 TEL: (078) 991-1911 (代表) FAX: (078) 991-1917 |

本製品安全データシートの記載は、両構成試薬について同じです。

2. 危険有害性の要約

| | |
|-------------------|--|
| GHS 分類の記載 | |
| 物理化学的危険性 | 該当しない |
| 健康に関する有害性 | 該当しない |
| 環境に対する有害性 | 該当しない |
| GHS ラベル要素 | |
| GHS 絵表示 | なし |
| 喚起語 | なし |
| 危険有害性情報 | なし |
| 注意書き | なし |
| GHS 分類に該当しない危険有害性 | HIV Antibody Positive Control は原料の一部にヒト由来原料を用いています。原料は、HBs 抗原、HCV 抗体の検査を行い、陰性の結果が得られていますが、HIV-I 抗体及び HIV-2 抗体については陽性の結果が得られています。また、それ以外のウイルスに関する検査はしていません。感染の危険性があるものとして、検体と同様に十分注意して取り扱いください。 |

3. 組成・成分情報

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 単一製品・混合物の区分 | 混合物 |
| 化学的特性に関する情報 | 水溶液 |
| 危険有害成分 | 毒物劇物取締法、PRTR 法及び労働安全衛生法の対象物質は含んでいません。 |
| 化学名又は一般名 濃度 (範囲) | 情報なし |
| 化学式 | 情報なし |
| CAS 番号 | 情報なし |
| 労働安全衛生法政令番号 | 情報なし |
| PRTR 法政令番号 | 情報なし |

4. 応急措置

| | |
|-------------|---|
| 吸入した場合 | 必要なら医師の診断を受ける。 |
| 皮膚に付着した場合 | 接触部位を水と石鹸でよく洗う。かゆみ、炎症等の症状が出た場合は速やかに医師の診断を受ける。 |
| 目に入った場合 | 清浄な流水で、15分以上洗眼し、直ちに眼科医の診断を受ける。 |
| 飲込んだ場合 | る。 |
| 応急措置をする者の保護 | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| | 水でよく口中を洗浄し、直ちに医師治療を受ける手配をする。 情報なし |
| 5. 火災時の措置 | |
| 消火剤 | 指示なし |
| 6. 漏出時の措置 | |
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 指示なし |
| 環境に対する注意事項 | 情報なし |
| 封込め及び浄化の方法・機材 | 水拭きする。 |
| 7. 取扱い及び保管上の注意 | |
| 取扱 | |
| 技術的対策 | 正しく測定するために添付文書をお読みください。 |
| 安全取扱い注意事項 | 情報なし |
| 保管 | |
| 適切な保管条件 | 2～8℃で保管する。 |
| 容器包装材料 | 情報なし |
| 8. 曝露防止及び保護措置 | |
| 管理濃度 | 情報なし |
| 許容濃度 | |
| 日本産業衛生学会 | 情報なし |
| A C G I H | 情報なし |
| 設備対策 | 特に必要ない |
| 保護具 | |
| 呼吸の保護具 | 特に必要ない |
| 手の保護具 | 保護手袋 |
| 眼の保護具 | 保護眼鏡 |
| 皮膚及び身体の保護具 | 保護衣など |
| 9. 物理的及び化学的性質 | |
| 物理的性状、形状、色など | 無色～黄色の澄明な液体 |
| 臭い | 無臭 |
| pH | 6-8 |
| 引火点 | 情報なし |
| 比重（相対密度） | 情報なし |
| 溶解度 | 水に易溶 |
| 10. 安定性及び反応性 | |
| 安定性 | 通常の手扱いは安定。試薬としての安定性は添付文書をお読みください。 |
| 危険有害反応可能性 | 情報なし |
| 避けるべき条件 | 情報なし |
| 混触危険物質 | 情報なし |
| 危険有害な分解生成物 | 情報なし |
| 11. 有害性情報 | |
| 急性毒性 | 情報なし |
| 皮膚腐食性／刺激性 | 情報なし |
| 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性 | 情報なし |

| | |
|-------------------|---|
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 情報なし |
| 生殖細胞変異原性 | 情報なし |
| 発癌性 | 情報なし |
| 生殖毒性 | 情報なし |
| 特定標的臓器毒性（単回曝露） | 情報なし |
| 特定標的臓器毒性（反復曝露） | 情報なし |
| 吸引性呼吸器有害性 | 情報なし |
| 12. 環境影響情報 | |
| 生態毒性 | 情報なし |
| 残留性／分解性 | 情報なし |
| 生体蓄積性 | 情報なし |
| 土壤中の移動性 | 情報なし |
| 13. 廃棄上の注意 | |
| 残余廃棄物 | 水質汚濁防止法等の規制及び各都道府県の条例等に留意して処理してください。 |
| 汚染容器及び包装 | 行政の許可を受けた廃棄物処理業者に委託するか、廃棄物処理法に従って適切に処理してください。 |
| 14. 輸送上の注意 | |
| 国際規則 | |
| 国際航空機輸送協会危険物規則 | 該当しない |
| 国際海上危険物規則 | 該当しない |
| 国内規制 | |
| 陸上「鉄道／道路」 | 該当しない |
| 内陸水路 | 該当しない |
| 輸送の特定の安全対策及び条件 | 容器、包装に漏れのないことを確認し、運搬に際しては、転倒落下、損傷を来さず、横倒しないよう積み込み、荷崩れを防止してください。 |
| 15. 適用法令 | |
| 適用される法規制 | 該当しない |
| 16. その他の情報 | |
| 一般的注意 | ここに記載された情報は、シスメックス株式会社の最善の見地に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。 |
| 略記 | PRTR法：特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 |